

APFD 203

Wkład

do optymalnego mocowania stelażu aparatu oddechowego na sprężone powietrze.



- do bezp. mocowania stelażu aparatu oddech. na sprężone powietrze

EAN: 4002516185338 / Numer materiału: 11240090 / Stary numer materiału: 67020301D

| | |
|--|------|
| Przynależność produktowa | |
| Zmywarki z systemem świeżej wody | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PG 8063 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Zastosowanie dla stelaży do aparatów oddechowych] | • |
| Ładowność | |
| Stelaż aparatu oddechowego na sprężone powietrze [ilość] | 1 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 481 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 470 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 470 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 485 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 485 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 475 |
| Ciężar netto w kg | 5,70 |
| Ciężar brutto w kg | 6,22 |