

DKF 29-R

Filtr reaktywny AirClean

do wyciągów z obiegiem zamkniętym Miele DA 909x W i DA 9298 W.



EAN: 4002516221647 / Numer materiału: 11295570 /  
Stary numer materiału: 28996412EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Przy regularnej wymianie jest korzystniejszy od filtrów jednoraz