

GS CL 0606 T

dla najlepszych rezultatów mycia w zmywarkach Miele.

EAN: 4002516240211 / Numer materiału: 11295770 /  
Stary numer materiału: 21995520EU4



- Lśniaca czystość – nawet w przypadku uporczywych zabrudzeń
- Bez rozpakowywania dzięki rozpuszcz. w wodzie i biodegr. folii
- Z funkcją nablyszczacza, soli, ochrony szkła
- Wolne od fosforanów – dobre dla środowiska
- Aktywny tlen dla jeszcze większej czystości