


A 321

Wkład

do umieszczenia różnego rodzaju utensyliów.



- Nadaje się np. do zlewek, lejek i laktatorów
- Z elastycznymi uchwytami

EAN: 4002516237099 / Numer materiału: 11309380 /

Stary numer materiału: 69632100D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Wkład/moduł na szkło z szeroką szyjką	•
Inny wkład	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	81
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	255
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	585
Ciężar netto w kg	0,77
Ciężar brutto w kg	1,00