

DGG 50-120

Pojemnik bez perforacji

Do urz. do got. na parze DG 7000 i urz. do got. na parze z mikr. DGM 6000/7000.

EAN: 4002516244578 / Numer materiału: 11323320 /  
Stary numer materiału: 23996130EU1



- Np. makaron, ryż, zupy i zapiekanki
- Do przyrządzania potraw w sosie, bulionie i wodzie
- Pojemność: 5,5 l
- Szer. x gł. x wys. 375 x 197 x 120 mm
- Nie nadaje się do pracy w trybie mikrofalówki!