

APST 003

Tacka aluminiowa

do mocowania instrumentów lub porowatych materiałów, mały.



- Perforacja zapewnia optymalną przepuszczalność pary
- Duża stabilność przy niskiej wadze
- Przeznaczone do PST 1710 i PST 1720

EAN: 4002516297055 / Numer materiału: 11377310 / Stary numer materiału: 68900003D

Przynależność produktowa	
Małe sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PST 1710	•
PST 1720	•
Kategoria urządzeń	
Tacki_tace	•
Cechy produktu	
Materiał	Aluminium
Kolor	Srebrny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	287
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	186
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	35
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	300
Ciężar netto w kg	0,18
Ciężar brutto w kg	0,24