

APST 004

Tacka aluminiowa

do mocowania instrumentów lub porowatych materiałów, duży.



- Perforacja zapewnia optymalną przepuszczalność pary
- Duża stabilność przy niskiej wadze
- Przeznaczone do PST 2210 i PST 2220

EAN: 4002516299448 / Numer materiału: 11377330 / Stary numer materiału: 68900004D

Przynależność produktu	
Małe sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PST 2210	•
PST 2220	•
Kategoria produktowa	
Tacki_tace	•
Właściwości produktu	
Materiał	Aluminium
Kolor	Srebrny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500
Ciężar netto w kg	0,23
Ciężar brutto w kg	0,34