

APST 005

Uchwyt do tacek

do bezpiecznego wyjmowania aluminiowych tacek.



- Plastikowy uchwyt

EAN: 4002516298199 / Numer materiału: 11377340 / Stary numer materiału: 68900005D

Przynależność produktowa	
Małe sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	186
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	379
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	0,04
Ciężar brutto w kg	0,05