

APST 006
Uszczelka drzwi
do uszczelniania komór ciśnieniowych.



- Wymagana wymiana po 800 cyklach sterylizacji

EAN: 4002516298205 / Numer materiału: 11377350 / Stary numer materiału: 68900006D

Przynależność produktu	
Małe sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Kategoria produktowa	
Uszczelka	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	400
Ciężar netto w kg	0,11
Ciężar brutto w kg	0,12