

APST 007

Mikrofiltr

do filtrowania zanieczyszczeń bakteriologicznych z powietrza otoczenia.



- Łatwa wymiana z przodu sterylizatorów
- Wymagana wymiana po 400 cyklach sterylizacji

EAN: 4002516298311 / Numer materiału: 11377360 / Stary numer materiału: 68900007D

Przynależność produktu	
Małe sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Kategoria produktowa	
Filtr	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	95
Ciężar netto w kg	0,01
Ciężar brutto w kg	0,04