

APST 000

System uzdatniania wody Plug & Pure
do przygotowywania wody zdemineralizowanej.

EAN: 4002516297031 / Numer materiału: 11401510 / Stary numer materiału: 68900009D



- Składa się z zestawu przyłącz., głowicy filtra i wkładu filtra
- Łatwa i szybka wymiana dzięki innowacyjnej głowicy filtracyjnej
- Stabilność i ochrona powierzchni: nóżka z tworzywa sztucznego
- Łatwy montaż przy ścianie dzięki dostarczonemu uchwytowi
- Niezmiennie wysoka jakość wody innowacyjnemu uzdatnianiu wody

Przynależność produktu	
Małe sterylizatory	•
Kompat. z innymi produktami	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Kategoria produktowa	
Uzdatnianie wody	•
Właściwości produktu	
Wydajność w l/min	1
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	476
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	124
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	123
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	123
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	315
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	505
Ciężar netto w kg	3,66
Ciężar brutto w kg	4,03