

## SPD 20

Szeroka ssawka do tapicerki  
do łatwego, szybkiego i dokładnego czyszczenia mebli tapicerowanych.

EAN: 4002516324201 / Numer materiału: 11483910 /  
Stary numer materiału: 41996650EU1



- W 100% z mat. z rec. (oprócz chw. włókien) – ochrona środowiska
- Samoczyszczenie – brak pozostałości włókien/włosów na szczotce
- Zgarniacz kłaczek TPE dla najlepszych efektów czyszczenia
- Pasuje na wszystkie uchwyty odkurzaczy podłogowych Miele
- Duża szerokość (18 cm) – zapewnia łatwe czyszczenie