

DOS K 85 flex

Moduł dozujący dla kanistrów 5-10-litrowych

Do automatycznego dozowania mediów płynnych, ze wskazaniem stanu opróżnienia.



- Monit. dozowania – wys. bezp. procesu zgodnie z DIN EN ISO 15883
- Do dozowania płynnego środka czyszczącego/neutralizującego
- Lanca ssąca 352 mm do kanistrów 5–10 l z elastycznym zamknięciem
- Zestaw do konwersji lancy ssącej z kanistrem 10-30 l dostępny za pośrednictwem działu obsługi klienta

EAN: 4002516357438 / Numer materiału: 11498880 / Stary numer materiału: 69747052D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria produktowa	
System dozujący	•
Właściwości produktu	
Wydajność pompowania w ml/60 s	55
Długość lancy ssącej w mm	352
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	1
Przewód zerowy	N
AC/DC	AC
Napięcie w V	200-230
Częstotliwość w Hz	50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,01
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	198
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	478
Ciężar netto w kg	2,25
Ciężar brutto w kg	2,45
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•