

ProCare Tex 20 OB - 5 l

Środek wybielający, koncentrat w płynie, kwaśny, 5 l
do skutecznego usuwania uporczywych plam.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Pewnie usuwa zabrudzenia
- Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących
- Równomierne uwalnianie tlenu dzięki specjalnym stabilizatorom

EAN: 4002516365471 / Numer materiału: 11520280 /
Stary numer materiału: 59703101DE

Przynależność produktowa

Pralnice

•

Rezultat prania

Działanie wybielające

•

Dozowanie

Możliwość dostosowania koncentracji dozowania

•

Wartość pH przy 20 °C

1,5-2,5

Do automatycznego dozowania

•

Możliwość stosowania przy każdej twardości wody

•

Cechy produktu

Minimalna temperatura przechowywania w °C

0

Maksymalna temperatura przechowywania w °C

40

Zastosowanie

Systemy samoobsługowe

•

Hotele i pensjonaty

•

Spa, wellness i sport

•

Szkoły i przedszkola

•

Zakłady rzemieślnicze

•

Domy seniora i domy opieki

•

Restauracje, bary i catering

•

Cechy produktu

Rodzaj mediów

Środki wybielające

Alkaliczność

Kwaśny

Forma agregatu

Koncentrat w płynie

Składniki

Aktywny tlen

Wolne od fosforanów

•

Idealny nośnik tlenu w kąpielii piorącej

•

Równomierne uwalnianie tlenu dzięki specjalnym stabilizatorom

•

Gęstość (przy 20 °C) w g/cm³

1,13

Rozkład całkowicie wolny od pozostałości

•

Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

249

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

148

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

193

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

249,00

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

148,00

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

193,00

Ciężar brutto w kg

6,00

Wielkość napełnienia w ml

5000

Wskazówki dot. przechowywania

Minimalna temperatura przechowywania w °C

0

Maksymalna temperatura przechowywania w °C

40

Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

256

ProCare Tex 20 OB - 5 l

Środek wybielający, koncentrat w płynie, kwaśny, 5 l
do skutecznego usuwania uporczywych plam.



EAN: 4002516365471 / Numer materiału: 11520280 /

Stary numer materiału: 59703101DE

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	148
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	193
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	249,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	148,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	193,00
Wielkość napełnienia w g	5650
Ciężar brutto w kg	6,00
Wielkość napełnienia w ml	5000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP	•
Rozporządzenie o materiałach wybuchowych	•