

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Środek wybielający, koncentrat w płynie, kwaśny, 10 l
do skutecznego usuwania uporczywych plam.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Pewnie usuwa zabrudzenia
- Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących
- Równomierne uwalnianie tlenu dzięki specjalnym stabilizatorom

EAN: 4002516365488 / Numer materiału: 11520320 /
Stary numer materiału: 59703201DE

Przynależność produktowa

Pralnice

•

Rezultat prania

Działanie wybielające

•

Dozowanie

Możliwość dostosowania koncentracji dozowania

•

Wartość pH przy 20 °C

1,5-2,5

Do automatycznego dozowania

•

Możliwość stosowania przy każdej twardości wody

•

Cechy produktu

Minimalna temperatura przechowywania w °C

0

Maksymalna temperatura przechowywania w °C

40

Zastosowanie

Systemy samoobsługowe

•

Hotele i pensjonaty

•

Spa, wellness i sport

•

Szkoły i przedszkola

•

Zakłady rzemieślnicze

•

Domy seniora i domy opieki

•

Restauracje, bary i catering

•

Cechy produktu

Rodzaj mediów

Środki wybielające

Alkaliczność

Kwaśny

Forma agregatu

Koncentrat w płynie

Składniki

Aktywny tlen

Wolne od fosforanów

•

Idealny nośnik tlenu w kąpielii piorącej

•

Równomierne uwalnianie tlenu dzięki specjalnym stabilizatorom

•

Gęstość (przy 20 °C) w g/cm³

1,13

Rozkład całkowicie wolny od pozostałości

•

Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

314

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

202

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

230

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

306,00

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

204,00

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

228,00

Ciężar brutto w kg

12,00

Wielkość napełnienia w ml

10000

Wskazówki dot. przechowywania

Minimalna temperatura przechowywania w °C

0

Maksymalna temperatura przechowywania w °C

40

Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

314

ProCare Tex 20 OB - 10 l

Środek wybielający, koncentrat w płynie, kwaśny, 10 l
do skutecznego usuwania uporczywych plam.



EAN: 4002516365488 / Numer materiału: 11520320 /

Stary numer materiału: 59703201DE

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	202
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	306,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	204,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	228,00
Wielkość napełnienia w g	11300
Ciężar brutto w kg	12,00
Wielkość napełnienia w ml	10000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP	•
Rozporządzenie o materiałach wybuchowych	•