

ProCare Tex 70 S - 5 l

Płyn zmiękczający, koncentrat w płynie, kwaśny, 5 l

do pielęgnacji włókien w celu zapewnienia długotrwałej elastyczności tekstyliów.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Zapewnia wyjątkowo miękkie wykończenie
- Dobre działanie antystatyczne w przypadku tkanin mieszanych
- Bardzo dobra zdolność naciągania
- Bez substancji zapachowych

EAN: 4002516365501 / Numer materiału: 11520370 /

Stary numer materiału: 59704101DE

Przynależność produktowa

Pralnice

•

Zalecenia dotyczące dozowania

Możliwość dostosowania koncentracji dozowania

•

Wartość pH przy 20 °C

4,5

Automatyczne dozowanie

•

Ręczne dozowanie

•

Możliwość stosowania przy każdej twardości wody

•

Cechy produktu

Rodzaj mediów

Płyn zmiękczający

Alkaliczność

Kwaśny

Forma agregatu

Koncentrat w płynie

Składniki

Substancje zapachowe

Minimalna temperatura przechowywania w °C

4

Maksymalna temperatura przechowywania w °C

40

Wolne od fosforanów

•

Gęstość (przy 20 °C) w g/cm³

0,99

Bez mikroplastiku

•

Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących

•

Rezultat prania

Działanie antystatyczne

•

Doskonałe właściwości adsorpcyjne

•

Zastosowanie

Systemy samoobsługowe

•

Hotele i pensjonaty

•

Spa, wellness i sport

•

Szkoły i przedszkola

•

Zakłady rzemieślnicze

•

Domy seniora i domy opieki

•

Restauracje, bary i catering

•

Wskazówki dot. przechowywania

Minimalna temperatura przechowywania w °C

4

Maksymalna temperatura przechowywania w °C

40

Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze

•

Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie

•

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

256

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

249

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

148

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

193

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

249,00

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

148,00

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

193,00

Ciężar brutto w kg

5,73

Wielkość napełnienia w ml

5000

Wielkość napełnienia w g

4950

ProCare Tex 70 S - 5 l

Płyn zmiękczający, koncentrat w płynie, kwaśny, 5 l
do pielęgnacji włókien w celu zapewnienia długotrwałej elastyczności tekstyliów.



EAN: 4002516365501 / Numer materiału: 11520370 /

Stary numer materiału: 59704101DE

Ciężar brutto w kg	5,73
--------------------	------

Wielkość napełnienia w ml	5000
---------------------------	------

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
---	--

Zgodność GHS/CLP	•
------------------	---