

ProCare Tex 70 S - 20 l

Płyn zmiękczający, koncentrat w płynie, kwaśny, 20 l

do pielęgnacji włókien w celu zapewnienia długotrwałej elastyczności tekstyliów.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Zapewnia wyjątkowo miękkie wykończenie
- Dobre działanie antystatyczne w przypadku tkanin mieszanych
- Bardzo dobra zdolność naciągania
- Bez substancji zapachowych

EAN: 4002516365525 / Numer materiału: 11520400 /

Stary numer materiału: 59704301DE

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Dozowanie	
Możliwość dostosowania koncentracji dozowania	•
Automatyczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Płyn zmiękczający
Alkaliczność	Kwaśny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Substancje zapachowe
Wartość pH przy 20 °C	4,5
Wolne od fosforanów	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	0,99
Bez mikroplastiku	•
Optymalny dodatek do wszystkich środków piorących	•
Rezultat prania	
Działanie antystatyczne	•
Doskonałe właściwości adsorpcyjne	•
Zastosowanie	
Systemy samoobsługowe	•
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Gabinety lekarskie i kliniki	•
Restauracje, bary i catering	•
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	4
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze	•
Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	385
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	258
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	294
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	378,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	256,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	288,00
Wielkość napełnienia w g	20000
Ciężar brutto w kg	21,00
Wielkość napełnienia w ml	20000
Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
Zgodność GHS/CLP	•