

ProCare Tex 11 - 20 kg

Środek piorący uniwersalny, proszek, łagodnie alkaliczny, 20 kg
do czyszczenia białych tekstyliów i niefarbującego prania kolorowego.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Wyjątkowo skuteczny w niskich temperaturach
- Biologicznie czynne enzymy, zawiera aktywny tlen
- Bardzo duża siła rozpuszczania brudu i tłuszczu

EAN: 4002516365549 / Numer materiału: 11520440 /
Stary numer materiału: 59705301DE

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Rezultat prania	
Usuwanie zabrudzeń	•
Działanie wybielające	•
Dozowanie	
Możliwość dostosowania koncentracji dozowania	•
Wartość pH przy 20 °C	10,0-11,0
Ręczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Zastosowanie	
Systemy samoobsługowe	•
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Restauracje, bary i catering	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Środek piorący uniwersalny
Alkaliczność	Alkaliczny
Forma agregatu	Proszek
Składniki	Aktywny
Skuteczność biologiczna dzięki specjalnym enzymom	•
Wolne od fosforanów	•
Skuteczność w temperaturach od 30 °C do 90 °C	•
Wyjątkowa skuteczność w zakresie niskich temperatur	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	0,60
Łatwa manipulacja	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	750
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	140,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	440,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	620,00
Wielkość napełnienia w g	20000
Ciężar brutto w kg	21,00
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze	•
Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie	•

ProCare Tex 11 - 20 kg

Środek piorący uniwersalny, proszek, łagodnie alkaliczny, 20 kg
do czyszczenia białych tekstyliów i niefarbującego prania kolorowego.



EAN: 4002516365549 / Numer materiału: 11520440 /

Stary numer materiału: 59705301DE

Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	750
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	140,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	440,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	620,00
Wielkość napełnienia w g	20000
Ciężar brutto w kg	21,00
Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne	
Zgodność GHS/CLP	•