

MB-CM-G

Pojemnik na mleko ze szkła
dla jedwabście kremowej pianki z mleka.

EAN: 4002516359739 / Numer materiału: 11574240 /
Stary numer materiału: 29992645EU1



- Dla wszystkich wolnostojących ekspresów do kawy Miele CM
- Jako dodatkowy pojemnik przy intensywnym korzystaniu z urządzenia
- Pojemność 0,7 l
- Zawartość: 1 zamontowany szklany pojemnik z pokrywką wraz z lancą