

APIB 002

Steamer

Do łatwego wygładzania bluzek i marynarek na wieszaku.



- Duża moc pary dla najlepszych rezultatów
- Nakładka szczotkowa prostuje włókna tkanin
- Nadaje się również do odświeżania tkanin
- Lekki i zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze

EAN: 4002516373261 / Numer materiału: 11622490 / Stary numer materiału: 59530002EU

Przynależność produktowa	
Systemy prasowania	•
Przynależność urządzeń/wyposażenia	
PIB 100	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały lotos
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	350
Ciężar netto [kg]	0,95
Ciężar brutto w kg	1,15