

SF-HA 60
Filtr HEPA AirClean z timestrip®
skutecznie wylapuje pył i alergeny.

EAN: 4002516377269 / Numer materiału: 11639210 /
Stary numer materiału: 41996654EU1



- Zatrzymuje 99,95% wszystkich wirusów, zarazków i cząstek.*
- * HEPA klasa 13 według normy DIN EN 1822/2011 HEPA
- Ze wskaźnikiem wymiany filtra timestrip®
- Dla zachowania wydajności urządzenia wymieniać filtr raz w roku
- do odkurzacza Boost CX1