

DKF 30-P

Filtr Active AirClean z węglem aktywnym

Do wyciągów Miele z obiegiem zamkniętym DAD 4840 i DAD 4940.



EAN: 4002516382843 / Numer materiału: 11662790 /
Stary numer materiału: 28996417EU1

- Skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Obniża emisję hałasu dzięki użyciu falistego materiału
- Łatwa i szybka wymiana filtra
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Zawartość: 2 filtry bez ramki