

DKF 30-R  
Filtr reaktywny Longlife AirClean  
Do okapów z recyrkulacją Miele DAD 4x4x



EAN: 4002516382836 / Numer materiału: 11662830 /  
Stary numer materiału: 28996418EU1

- Odczuwalnie świeże i neutralne zapachowo powietrze w całej kuchni
- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Zawartość: 2 filtry bez ramki
- Niski opór przepływu dzięki specjalnej konstrukcji