

DKF 30-R

Filtr reaktywny Longlife AirClean

Do wyciągów Miele z obiegiem zamkniętym DAD 4840 i DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Numer materiału: 11662830 /
Stary numer materiału: 28996418EU1

- Odczuwalnie świeże i neutralne zapachowo powietrze w całej kuchni
- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Zawartość: 2 filtry bez ramki
- Niski opór przepływu dzięki specjalnej konstrukcji