


APWD 129

Wkład

do optymalnego przygotowywania i dezynfekcji w zmywarce do basenów sanitarnych.



EAN: 4002516394259 / Numer materiału: 11667820 / Stary numer materiału: 68513000D

<b>Przynależność produktu</b>	
Zmywarki do basenów sanitarnych	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PWD 8543	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Wkład na baseny sanitarne i kaczki	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie basenów sanitarnych i kaczek	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Kaczki [ilość]	2
Baseny sanitarne [ilość]	1
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	340
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	350
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	430
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	505
Ciężar netto w kg	0,99
Ciężar brutto w kg	3,01