

A 317

Wkład

do optymalnego umieszczenia 6 tac siatkowych.



- Wyposażona w 7 uchwytów (6 kieszeni)
- Możliwość ustawienia nachylenia dla różnych serii urządzeń

EAN: 4002516413875 / Numer materiału: 11710110 / Stary numer materiału: 68631700D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezynfektory	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na tacki/tace	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ilość przegródek	6
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie tacek/tac	•
<b>Ładowność</b>	
Tace/zasobniki [liczba]	6
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	142
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	154
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	465
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	510
Ciężar netto w kg	0,83
Ciężar brutto w kg	2,43