


DKF 15-P

Filtr zapachów z węglem aktywnym  
do wyciągów kuchennych Miele DA 25xx/2450/2580.



EAN: 4002516429159 / Numer materiału: 11762550 /  
Stary numer materiału: 28996423EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Zawartość: 2 filtry 11-P
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Wymiary:  
26,3 cm x 21,5 cm x 2,0 cm