

DKF 18-P  
Filtr zapachów z węglem aktywnym  
Do wyciągów Miele DA 12xx.



EAN: 4002516429364 / Numer materiału: 11762600 /  
Stary numer materiału: 28996427EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Także jako zapas (2 lub 4 szt.) (DKF 20-P/DKF 21-P)
- Zawartość: 1 filtr, wymiary: 43,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm