

DKF 20-P

Filtr zapachów z węglem aktywnym

Do zestawu do przebud. obiegu zamk. Miele DUU 2900 wyciągów DA 280x/290x.



EAN: 4002516429371 / Numer materiału: 11762610 /  
Stary numer materiału: 28996428EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Także jako zapas 2 szt. (patrz DKF 21-1)
- Zawartość: 2 filtry (2xDKF18-P), wymiary: 43,0cm x 10,0cm x 2,0cm