


DKF 21-P  
Filtr zapachów z węglem aktywnym  
Do wyciągu Miele DA 670x.



EAN: 4002516429388 / Numer materiału: 11762630 /  
Stary numer materiału: 28996429EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Zawartość: 4 filtry (DKF 18-P), wym.: 43,0 cm x 10,0 cm x 2,0 cm
- W celu utrzymania wydajności: wymiana filtra co dwa lata