


DKF 25-P

Filtr zapachów z węglem aktywnym
do wyciągów kuchennych Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.



EAN: 4002516429395 / Numer materiału: 11762650 /
Stary numer materiału: 28996430EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Zawartość: 1 filtr
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Wymiary:
34,0 cm x 31,2 cm x 2,0 cm