


DKF 16-P

Filtr zapachów z węglem aktywnym
do wyciągu kuchennego Miele DA 7006 D.



EAN: 4002516429401 / Numer materiału: 11762660 /
Stary numer materiału: 28996431EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Także jako zapas 2 szt. (patrz DKF 17-P)
- Zawart.: 2 filtry (2xDKF 12-P),
wym.: 28,7 cm x 24,2 cm x 2,0 cm