

DKF 17-P

Filtr Active AirClean z węglem aktywnym
do wyciągu kuchennego Miele DA 700x D.



EAN: 4002516429418 / Numer materiału: 11762670 /
Stary numer materiału: 28996432EU1

- Do stosowania w okapach z obiegiem zamkniętym Miele
- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy
- Zawartość: 4 filtry, wymiary: 28,7 cm x 24,2 cm x 2,0 cm