

DKF 17-P
Filtr zapachów z węglem aktywnym
do wyciągu kuchennego Miele DA 700x D.



EAN: 4002516429418 / Numer materiału: 11762670 /
Stary numer materiału: 28996432EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- do stosowania w wyciągach z obiegiem zamkniętym Miele
- Zawartość: 4 filtry, wymiary: 28,7 cm x 24,2 cm x 2,0 cm
- Aby utrzymać wydajność: zalecana wymiana filtra co 6 miesięcy