

RX1-YCR-M05

Akumulator Li-Ion RX1

Bezustanna praca Scout RX1 przez 60 min.

EAN: 4002516435020 / Numer materiału: 11779150 / Stary numer materiału: 4199699EU1



- Wysokiej jakości akumulator o dużej pojemności: 37,75 Wh
- Długa żywotność dzięki technologii litowej bez efektu pamięci
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem, przegrzaniem i przepięciem
- Łatwa i szybka wymiana akumulatora
- Każde ogniwo o wysokiej wydajności jest testowane osobno