

RX2/RX3-YCR-M05

Akumulator Li-Ion RX2/RX3 60

Bezustanna praca Scout RX2/RX3 przez 60 min.

EAN: 4002516435037 / Numer materiału: 11779160 / Stary numer materiału: 4199700EU1



- Wysokiej jakości akumulator o dużej pojemności: 37,75 Wh
- Długa żywotność dzięki technologii litowej bez efektu pamięci
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem, przegrzaniem i przepięciem
- Łatwa i szybka wymiana akumulatora
- Każde ogniwo o wysokiej wydajności jest testowane osobno