

RX2/RX3-YCR-MT12

Akumulator Li-Ion RX2/RX3 120

Bezustanna praca Scout RX2/RX3 przez 120 min.

EAN: 4002516435044 / Numer materiału: 11779170 / Stary numer materiału: 4199701EU1



- Wysokiej jakości akumulator o dużej pojemności: 75,5 Wh
- Długa żywotność dzięki technologii litowej bez efektu pamięci
- Zabezpieczenie przed zwarcie, przegrzaniem i przepięciem
- Łatwa i szybka wymiana akumulatora
- Każde ogniwo o wysokiej wydajności jest testowane osobno