

KSB 70

Pojemnik PerfectFresh

do przejrzystego przechowywania żywności w lodówce.

EAN: 4002516467496 / Numer materiału: 11779620 /  
Stary numer materiału: 36996113EU1



- Wykonanie z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa sztucznego
- Służy jako elastyczny i przejrzysty schowek
- Możliwość przesuwania na boki w komorze PerfectFresh
- Szczególnie nadaje się do żywności wrażliwej na nacisk, np. jagód
- Optymalne do szuflady PerfectFresh Active i Pro serii K 7000