

DKFS 31-R

Filtr reaktywny Longlife AirClean

Dla wyciągów Miele z obiegiem zamkniętym DAS 2x20, DAS 4x20 i DAS 4x30.



EAN: 4002516441892 / Numer materiału: 11793540 /
Stary numer materiału: 28996436EU1

- Zestaw do pierwszego uruchomienia
- Odczuwalnie świeże i neutralne zapachowo powietrze w całej kuchni
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Niski opór przepływu dzięki specjalnej konstrukcji
- Zawartość: 2 filtry DKF 31-R z ramkami