

CK/1 DIN 51

Klucz do kanistra

do łatwego otwierania kanistrów ProCare 5, 10 i 20 l.



- Trwały klucz ręczny o mocnej konstrukcji
- Łatwe otwieranie i zamykanie kanistrów bez użycia siły
- Możliwość stosowania obustronnego

EAN: 4002516480839 / Numer materiału: 11851600 /

Stary numer materiału: 66990002EU1

Przynależność produktowa	
ProCare	•
Zastosowania	
Łatwe otwieranie i zamykanie kanistrów ProCare	•
Cechy produktu	
Bardzo stabilne i wytrzymałe	•
Możliwość stosowania obustronnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250,00
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	27
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	223
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	55
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar brutto w kg	0