

APLW 107

Kosz

z regulacją wysokości, do optymalnego umieszczenia wkładów.



- Możliwość stosowania na poziomach od 2 do 4
- Otwarty z przodu
- Do optymalnego umieszczenia wkładów
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym
- Wymiary załadunku zależą od pozycji i włożonych koszy

EAN: 4002516525998 / Numer materiału: 11854290 /  
Stary numer materiału: 69610700D

#### Przynależność produktowa

Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne •

Wielkocomorowe myjnie-dezynfekторы, straż pożarna i służby ratunkowe •

#### Kompat. z innymi produktami

PLW 7111 •

PLW 7111 [Bezpieczeństwo] •

#### Kategoria urządzeń

Laweta/nośnik kosza •

#### Obszar zastosowania

Przygotowywanie szkła laboratoryjnego •

#### Cechy produktu

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne

Kolor Stal szlachetna, Czarny

Regulowana wysokość •

#### Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 151

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 559

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 594

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 180

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 575

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 650

Ciężar netto w kg 3,39

Ciężar brutto w kg 5,01