

APLW 107

Kosz

z regulacją wysokości, do optymalnego umieszczenia wkładów.



- Możliwość stosowania na poziomach od 2 do 4
- Otwarty z przodu
- Do optymalnego umieszczenia wkładów
- Z wbudowanym ramieniem spryskującym
- Wymiary załadunku zależą od pozycji i włożonych koszy

EAN: 4002516525998 / Numer materiału: 11854290 / Stary numer materiału: 69610700D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Laweta/nośnik kosza	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Regulowana wysokość	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	151
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	559
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	594
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	575
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	650
Ciężar netto w kg	3,39
Ciężar brutto w kg	5,01