


APLW 152

Kosz

do umieszczania różnego rodzaju wkładów.



- Możliwość stosowania na poziomie 1
- Wysokość załadunku zależy od pozostałych koszy
- Wymiary załadunku: szer. 507 mm, gł. 545 mm

EAN: 4002516526001 / Numer materiału: 11854310 / Stary numer materiału: 69615200D

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Przynależność produktowa</b>                               |                                    |
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | •                                  |
| <b>Kategoria urządzeń</b>                                     |                                    |
| Laweta/nośnik kosza   | •                                  |
| <b>Cechy produktu</b>   |                                    |
| Materiał  | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor   | Stal szlachetna, Czarny            |
| <b>Wymiary i waga</b>   |                                    |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm                        | 180                                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm                       | 559                                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm                       | 568                                |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm                       | 180                                |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm                      | 570                                |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm                      | 625                                |
| Ciężar netto w kg   | 2,33                               |
| Ciężar brutto w kg  | 3,41                               |