


APLW 106

Kosz

do optymalnego umieszczania modułów iniekcyjnych lub wkładów.



- Możliwość stosowania na poziomach od 1 do 4
- Kosz z dwoma przyłączami modułowymi
- Do umieszczania nawet 2 modułów iniekcyjnych lub wkładów
- Automatyczne zamykanie przyłączy w przypadku nieużywania
- Wymiary ładunku zależą od pozycji i włożonych koszy

EAN: 4002516524717 / Numer materiału: 11854610 / Stary numer materiału: 69610600D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kategoria urządzeń	
Kosz z podłączeniem modułu	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	151
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	559
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	621
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	175
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	630
Ciężar netto w kg	3,05
Ciężar brutto w kg	3,75