

KKF-FS

Zestaw startowy filtra Active AirClean.

Na nieprzyjemne zapachy w lodówce.

EAN: 4002516468165 / Numer materiału: 11882380 /  
Stary numer materiału: 36996049EU1



- Do optymalnego, neutralnego zapachowo przechowywania żywności
- Innowacyjne połączenie czynników: Węgiel aktywny z chitozanem
- Zawiera listwę wtykową, obudowę i 2 filtry Active AirClean
- Podczas wymiany nal. wymienić tylko dwa filtry (nr mat. 07236280)
- Zalecana wymiana: Ok. 6 miesięcy