

WA SO 1503 L

Płyn zmiękczający UltraSoft, 1,5 l

Do miękkiego prania i świeżego zapachu Aqua.

EAN: 4002516531180 / Numer materiału: 11987030 /  
Stary numer materiału: 11997233EU5



- naturalny zapach czystości i świeżości
- Zmniejsza ilość zagnieceń i ułatwia prasowanie ubrań.
- Opakowanie w 100% z przetw. tw. sztucz. – w trosce o środowisko
- Wolny od mikroplastiku i wysoce biodegradowalny
- Zapobiega elektyzowaniu się tkanin w suszarce do prania
- Wysoka wydajność – na 50 cykli prania