

KSB 40
Pojemnik PerfectFresh
do przejrzystego przechowywania żywności w lodówce.

EAN: 4002516582304 / Numer materiału: 12030740 /
Stary numer materiału: 26997238EU1



- Wykonanie z wysokiej jakości przezroczystego tworzywa sztucznego
- Służy jako elastyczny i przejrzysty schowek
- Możliwość przesuwania na boki w komorze PerfectFresh
- Szczególnie nadaje się do żywności wrażliwej na nacisk, np. jagód