

APWD 325

Wkład

Do przygotowywania przewodów systemów stom. do sedacji podtlenkiem azotu.



- Możliwość jednoczesnego reprocessowania do 5 zestawów przewodów podwójnych
- Z zestawem adapterów do bezpiecznego podł. do systemu iniektorów
- Niezawodne czysz. i suszenie przewodów – wewnątrz i na zewnątrz
- Możliwość równoległego przyg. masek pacjentów na sitku E 146.
- Uzyskanie dużej pojemności na dalsze przyrządy we wsadzie

EAN: 4002516610908 / Numer materiału: 12036420 /

Stary numer materiału: 68632500D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Silikon
Kolor	Stal szlachetna, Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	132
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	324
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	379
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	335
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	380
Ciężar netto w kg	2,23
Ciężar brutto w kg	2,62