

APWD 325

Wkład

Do przygotowywania przewodów systemów stom. do sedacji podtlenkiem azotu.



- Możliwość jednoczesnego reprocessowania do 5 zestawów przewodów podwójnych
- Z zestawem adapterów do bezpiecznego podł. do systemu iniektorów
- Niezawodne czysz. i suszenie przewodów – wewnątrz i na zewnątrz
- Możliwość równoległego przyg. masek pacjentów na sitku E 146.
- Uzyskanie dużej pojemności na dalsze przyrządy we wsadzie

EAN: 4002516610908 / Numer materiału: 12036420 / Stary numer materiału: 68632500D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezynfektory	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Inny wkład	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Silikon
Kolor	Stal szlachetna, Szary
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	132
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	324
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	379
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	335
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	380
Ciężar netto w kg	2,23
Ciężar brutto w kg	2,62