


APLW 214 Set LAB

Zestaw koszy

Do przygotowywania szkła laboratoryjnego za pomocą dysz iniekcyjnych i nasadek.



- Na 36 wąskich szklanek i inne szkło laboratoryjne
- Zawiera: kosz górny A 101 i kosz dolny A 150
- Z wkładem A 11/2 i 2 modułami A 301/5
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516585169 / Numer materiału: 12036820 / Stary numer materiału: 69621400D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8504	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Kosz górny	•
Kosz dolny	•
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	36
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	450
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	590
Ciężar netto w kg	10,33
Ciężar brutto w kg	13,75